

## FICHA TECNICA DE SANITIZANTE



### DESCRIPCION:

Es un producto tensoactivo catiónico, con características antisépticas y bactericidas de gran fuerza.  
Se encuentra formulado a base de sales cuaternarias de amonio.

### BENEFICIOS:

Es un producto completamente soluble al agua, formulado para desinfectar tanto superficies rugosas como lisas.  
Gran poder desinfectante, tiene las funciones de fungicidas, algicida y virucida, aún en soluciones diluidas.  
En solución no es corrosivo para los materiales

### APLICACIÓN:

De gran utilidad en la industria de alimentos, comedores y restaurantes, para la desinfección de equipos o utensilios de cocina, superficies de acero inoxidable, mesas de trabajo, en materiales de granito para área panaderías, azulejos, entre otros.  
Úselo para la desinfección de huevo fértil, pisos, paredes, salas de nacimiento, incubadoras, cuarentena y hospitales.  
Útil en la desinfección de comedores, ambulancias, bebederos, charolas, rodetes equipo y vehículos en general

## INSTRUCCIONES DE EMPLEO:

Por medio de Aspersión

Limpiar la superficie con un jabón detergente

Enjuagar y dejar escurrir o secar con una toalla de papel

Con un atomizador utilizar la dilución de acuerdo a la superficie o utensilio a desinfectar

Permita que el producto actúe de acuerdo a la tabla siguiente, dependiendo de la superficie o utensilio a desinfectar. Deje secar, no es necesario el enjuague

| AREA                                                                                          | ML PRODUCTO/ML AGUA              | PMM     | TIEMPO DE CONTACTO CON LA SUPERFICIE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Equipo o utensilios de cocina                                                                 | 10ml. Sanitizante/1000ml. Agua   | 100-200 | 8 Min.                               |
| Tablas de picar en carnicerías                                                                | 20ml. Sanitizante/1000ml. Agua   | 300-400 | 10 Min.                              |
| Superficies lisas                                                                             | 10ml. Sanitizante / 1000ml. Agua | 100-200 | 8 Min.                               |
| Superficies rugosas o porosas                                                                 | 20ml. Sanitizante / 1000ml. Agua | 300-400 | 10 Min.                              |
| Paredes, techos, pisos, mesones y otras superficies, de restaurantes, cocinas, baños, hogares | 10ml. Sanitizante / 1000ml. Agua | 100-200 | 8 Min.                               |

## POR INMERSION:

Es importante que se haya realizado un lavado previo con agua y jabón para retirar restos de materia orgánica y hacer más eficiente el desempeño de sanitizante en los utensilios y tablas de corte.

Sanitice por inmersión usando sanitizante con un tiempo de 10 a 15 minutos

Sacar de la tarja y dejar escurrir, secar al aire

| AREA                           | ML PRODUCTO/ML AGUA            | PMM     | TIEMPO DE CONTACTO CON LA SUPERFICIE |
|--------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Equipo o utensilios de cocina  | 10ml. Sanitizante/1000ml. Agua | 100-200 | 10-15 Min.                           |
| Tablas de picar en carnicerías | 20ml. Sanitizante/1000ml. Agua | 300-400 | 15-20 Min.                           |

## PARAMETROS DE CALIDAD:

Color: Incolora

Olor: Característico

Apariencia: Liquida

Solubilidad en agua: 100% Soluble

PH: 6-8

Densidad: 0.900-1.00

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Consulte la hoja de datos de seguridad. Cuando maneje este producto utilice el equipo de protección personal adecuado.

No se deje al alcance de los niños. En caso de contacto con la piel y ojos puede causar irritación, lave con abundante agua, si la irritación persiste consulte a su médico.

El producto NO es toxico ni irritante siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso. Por ingestión accidental NO provoque el vómito y consulte a su médico. Manténgase en un lugar fresco y seco.

## EN CASO D EINGESTION:

Consulte inmediatamente al medico

| BACTERIA                                                | VIRUS                   | HONGOS                       | TIPO DE CONTACTO |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| Acinetpbacter cailoaceticus                             | Adenovirus tipo 4       | Aspergillus niger            | 10 min           |
| Bordetella bronchiseptica                               | Virus hepatitis B (VHB) | Candida albicans             | 10 min           |
| Chialmydia psittaci                                     | Virus hepatitis C (VHB) | Trichophuyton mentagrophytes | 10 min           |
| Enterobacter aerogenes                                  | Herpes simple tipo 1    |                              | 10 min           |
| Enterobacter cloacae                                    | Herpes simple tipo 2    |                              | 10 min           |
| Enterococofaecalis-VRE<br>(resistente a la vancomicina) | VIH-1 (VIRUS sida)      |                              | 10 min           |
| Escherichia coli fosoacterium necrophorum               | Coronavirus humano      |                              | 10 min           |
| Kiebsiella pneumeniae                                   | Influenza A/hongo Kong  |                              | 10 min           |

|                                                                |                                          |  |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--------|
| Legionella pneumophila                                         | Vaccinia                                 |  | 10 min |
| Literia monocytogenes                                          | Rubeola (sarampión)                      |  | 10 min |
| Pasteurella multocida                                          | Virus respiratorios sincitial (VRS)      |  | 10 min |
| Proteus mirabiles                                              | Virus animales: Poliomavirus aviar       |  | 10min  |
| Proteus vulgaris                                               | Moquillo                                 |  | 10min  |
| Pseudomonas aeruginosa                                         | Leucemia felina                          |  | 10 min |
| Salmonella choleraesuis                                        | Picornarivus felino                      |  | 10 min |
| Salmonella enteritidis                                         | Rinotraqueitis boina infecciosa          |  | 10 min |
| Salmonella typha                                               | Bronquitis infecciosa (BVI aviar)        |  | 10 min |
| Salmonella typhimurium                                         | Psudorabia (VPR)                         |  | 10 min |
| Serratia marcescens                                            | Rabia Gastroenteritis transmisible (TGE) |  | 10 min |
| Shigella flexneri                                              |                                          |  | 10 min |
| Shigella sonnei                                                |                                          |  | 10 min |
| Staphylococo aureus                                            |                                          |  | 10 min |
| Stapylococo aureus-MRSA(resistente a la meticilina)            |                                          |  | 10 min |
| Spaphylococo aureus-VISA (resistente intermedio a vancomicina) |                                          |  | 10 min |
| Streptococo faecalis y/o pyogenes                              |                                          |  | 10 min |